



Spezial Pins für Knie TEPs

Special Pins for knee TEPs



- ⊕ Spezial Pins für Knie TEPs
special Pins for knee TEPs
- ⊕ Verschiedene Ausführungen und Längen
various styles and length
- ⊕ Steril und unsteril verfügbar
sterile and non-sterile available



Spezial Pins

Spezial Pins für Knie TEPs
special pins for knee TEPs



Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	non sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	non sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	



Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	non sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	non sterile	3,2 mm	76 mm	5 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	5 Pins	



Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Trokar - 3 Kant Trocar - 3 sided	non sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Bohrer - 3 Kant Drill - 3 sided		3,2 mm	110 mm	2 Drills	
Trokar - 3 Kant Trocar - 3 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Bohrer - 3 Kant Drill - 3 sided		3,2 mm	110 mm	2 Drills	

Alumedica GmbH

Schlemmersbrühlstraße 14
D - 78187 Geisingen

fon +49 (0)7704 60 60
fax +49 (0)7704 60 61

info@alumedica.com
www.alumedica.com

Ref.No...
2015-06-26